

Поликлональные Антитела Anti-Vps13A Для Вб И Ифа — Q96RI7

Артикул: CM0019986

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому VPS13A (хореин), липидтранспортному белку в контактных участках органелл. Валидированы для ВБ и ИФА в образцах человека, молекулярная масса белка составляет 360 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS13A Кроличы поликлональные антитела
Примечания/Альасы	CHAC; BLTP5A; CHOREIN; VPS13A
Вид	Человек
GeneID	23230 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотным остаткам 350-600 человеческого VPS13A (NP_150648.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96RL7
Молекулярная масса белка	360 кДа
Доставка	Холодовая упаковка