

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Vps16 Для Wb И Elisa — Q9H269

Артикул: CM0020319



введение

Поликлональное антитело кролика против VPS16, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения эндосомального транспорта, аутофагии и лизосомных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS16 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DYT30; hVPS16; VPS16
Вид	Человек
GeneID (человек)	64601
GeneID	64601
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 540-839 человеческого VPS16 (NP_072097.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H269
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом