

Кроличье Моноклональное Антитело Против Vps18 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9P253

Артикул: CM0003210

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий VPS18, валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследований эндосомального трафика, аутофагии и функции лизосом. Реактивность к видам: человек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS18 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PER3; VPS18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57617
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого VPS18 (Q9P253)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P253
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом