

Поликлональное Антитело Кролика Против Vps18 Для Вб, If/Icc, Ифа - Q9P253

Артикул: CM0023508

введение

Поликлональное антитело кролика против VPS18, валидированное для ВБ, IF/ICC, ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Направлено против ассоциированного с сортировкой вакуолярных белков белка 18 — компонента комплекса HOPS/CORVET, участвующего в лизосомальном транспорте. Идеально подходит для исследований аутофагии и эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS18 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PEP3; VPS18
Вид	Человек
ID гена (человек)	57617
ID гена	57617
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид человеческого VPS18
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P253
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодильный пакет