


Моноклональное Антитело Против Vps24 Для Вестерн-Блоттинга — Q9Y3E7

Артикул: CM0002997



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому VPS24 (CHMP3), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает VPS24 человека, мыши и крысы с предсказанной молекулярной массой 25 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS24 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	NEDF; VPS24; CGI-149
Вид	Человек
GeneID (человек)	51652
GeneID	51652
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 65–220 человеческого VPS24 (Q9Y3E7).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y3E7
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет