


Кроличья Поликлональная Антитела Против Vps26A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O75436

Артикул: CM0015666



введение

Кроличьи поликлональные антитела против VPS26A, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Распознают VPS26A человека, мыши и крысы — ключевой компонент ретромера для сортировки и рециклинга эндосомального груза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против VPS26A
Примечания/Алиасы	HB58; PEP8A; VPS26; Hbeta58; VPS26A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9559
ID гена	9559
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 256-327 белка VPS26A человека (NP_004887.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75436
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	В пакете со льдом