


Поликлональные Антитела Против Vps28 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk41

Артикул: CM0027422



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий VPS28, валидированы для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходит для исследования комплекса ESCRT-I и везикулярного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	VPS28 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альяс	VPS28
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51160
GeneID	51160
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-221 человеческого VPS28 (NP_057292.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UK41
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Холодильный пакет