


Кроличья Моноклональная Антитело Против Vps28 Для Wb, IHC-P, Ифа - Q9Uk41

Артикул: CM0003742



введение

Кроличья моноклональная антитела против VPS28, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Распознает VPS28 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения комплекса ESCRT-I в эндосомальном трафике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS28 кроличья моноклональная антитела
Примечания/Синонимы	VPS28; субъединица ESCRT-I
Вид	Человек
ID гена (человек)	51160
ID гена	51160
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 122-221 человеческого VPS28 (Q9UK41).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UK41
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С ледяным пакетом