

Поликлональные Антитела Против Vps29 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q9Ubq0

Артикул: CM0015670



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий VPS29 (SWISS: Q9UBQ0) для применений ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Валидированы для человека, мыши, крысы. Белок участвует в эндосомальной рециркуляции и комплексе ретромера. Идеально подходит для изучения комплексов ретромера и ретривера, сортировки груза и трансцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS29 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	DC7; DC15; PEP11; VPS29
Вид	Человек
GeneID (человек)	51699
GeneID	51699
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-186 человеческого VPS29 (NP_476528.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBQ0
Молекулярная масса белка	21кДа
Доставка	Айс-пакет