

Поликлональные Антитела Против Vps33B Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H267

Артикул: CM0028872

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий VPS33B, подходят для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реактивность с белками человека и мыши. Полезны для изучения эндосомального трафика и клеточной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS33B Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	KDIDAR; PFIC12; VPS33B
Вид	Человек
ID гена (человек)	26276
ID гена	26276
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 348-617 человеческого VPS33B (NP_061138.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H267
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет