


Кроличья Поликлональная Антитела Против Vps35 Для Вб, Ифа - Q96Qk1

Артикул: CM0027992



введение

Кроличья поликлональная антитела против VPS35, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлена против VPS35 человека и мыши (92 кДа, UniProt Q96QK1). Это основная субъединица ретромерного комплекса, необходимая для сортировки груза в эндосомах и связанная с болезнью Паркинсона. Подходит для исследований внутриклеточного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS35 кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	MEM3, PARK17, VPS35
Вид	Человек
ID гена	55737
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 VPS35 человека (NP_060676.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96QK1
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Айс-пак