


Поликлональное Антитело Anti-Vps37B Для Wb, Elisa — Q9H9H4

Артикул: CM0018888



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого VPS37B, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований комплекса ESCRT-I и сортировки в эндосомах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к VPS37B
Примечания/синоним	VPS37B
Вид	Человек
GeneID (человек)	79720
GeneID	79720
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-170 человеческого VPS37B (NP_078943.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H9H4
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Пакет со льдом