


Поликлональное Антитело Anti-Vps39 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q96Jc1

Артикул: CM0018356



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий VPS39. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований везикулярного транспорта, аутофагии и сигналинга TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	VPS39 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TLP; VAM6; hVam6p; VPS39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23339
GeneID	23339
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 606-875 человеческого VPS39 (NP_056104.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96JC1
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом