

Кроличья Поликлональная Антитела Против Vps4A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - Q9Un37

Артикул: CM0025188



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) против VPS4A, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Определяет VPS4A человека, мыши, крысы. Идеально для исследований эндосомального трафика, цитокинеза и почкования вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против VPS4A
Примечания/Альтернативные названия	SKD1, SKD2, VPS4, SKD1A, CIMDAG, VPS4-1, VPS4A
Вид	Человек
GeneID (человек)	27183
GeneID	27183
Иммуноген	Синтетический пептид / Рекombинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 белка VPS4A человека (NP_037377.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UN37
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	В пакете со льдом