

Поликлональное Антитело Против Vps54 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9P1Q0

Артикул: CM0016337

введение

Кроличье поликлональное антитело против VPS54, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектирует VPS54 человека и мыши. Подходит для изучения ретроградного транспорта, функции GARP-комплекса и исследований опухолевых антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS54 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	WR; HCC8; SLP-8p; VPS54L; hVps54L; PPP1R164; VPS54
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51542
GeneID	51542
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-720 белка VPS54 человека (NP_001005739.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P1Q0
Молекулярная масса белка	111 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом