

Рекомбинантное Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Vsnl1/Vilip-1 Для Wb, Elisa — P62760

Артикул: CM0006468

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого VSNL1/VILIP-1 (белок 1, подобный визинину), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения кальций-зависимой передачи сигналов, нейродегенерации и биомаркеров болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличье мАб к VSNL1/VILIP-1
Примечания/синонимы	HLP3, VILIP, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VSNL1/VILIP-1
Вид	Человек
GeneID	7447
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-191 человеческого VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62760
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом