

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Vsnl1/Vilip-1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P62760

Артикул: CM0007595

введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого VSNL1/VILIP-1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Выявляет полосу на уровне 22 кДа. Подходит для исследований в области нейронаук и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против VSNL1/VILIP-1
Примечания/алиасы	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Вид	Человек
GeneID	7447
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-191 человеческого VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62760
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом