

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Vti1A Для Wb, Elisa - Q96Aj9

Артикул: CM0029417

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого VT11A для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований везикулярного транспорта, SNARE и трафика Гольджи. - Q96Aj9

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VT11A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MMDS3; MVti1; VT11RP2; Vti1-rp2; VT11A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	143187
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого VT11A (NP_660207.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96Aj9
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом