


Кроличья Поликлональная Антитела Против Vti1B Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9Ueu0

Артикул: CM0027521



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого VT11B (VT11L) — v-SNARE, участвующий в эндосомальном транспорте к лизосомам. Подходит для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований слияния мембран и доставки в лизосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VT11B Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	VT11; VT12; VT11L; v-SNARE; vti1-rp1; VT11-LIKE; VT11B
Вид	Человек
GeneID	10490
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-210 человеческого VT11B (NP_006361.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UEU0
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом