

Поликлональное Антитело Против Vwc2L Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q505H4

Артикул: CM0023001

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мышиный белок VWC2L (Brorin-like), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышиным белком. Полезно для исследований нейрогенеза и минерализации костной ткани. Предсказанная молекулярная масса 25 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VWC2L Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Brl; A830006F12Rik; VWC2L
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	402117
ID гена	320460
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-50 мышиного VWC2L (NP_796138.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q505H4
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом