

Анти-Wapl Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z5K2

Артикул: CM0009092



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого WAPL, валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным образцами. Идеально подходит для изучения сцепления сестринских хроматид и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WAPL Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	FOE, WAPAL, KIAA0261, WAPL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23063
GeneID	23063
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого WAPL (Q7Z5K2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z5K2
Молекулярный вес белка	133кДа
Доставка	Сумка со льдом