

Поликлональное Антитело Кролика Против Wasp Для Wb, Elisa - P42768

Артикул: CM0016949



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против WASP (P42768) для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Валидировано на образцах человека; нацелено на фактор WAS, стимулирующий нуклеацию актина, для исследований цитоскелета и иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WASP Rabbit pAb
Примечания/синонимы	THC, IMD2, SCNX, THC1, WASP, WASPA
Вид	Человек
GeneID (человек)	7454
GeneID	7454
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-250 человеческого WASP (NP_000368.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P42768
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом