

Кроличье Моноклональное Антитело Против Wave2/Wasf2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-П (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Y6W5

Артикул: CM0003195



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому белку WAVE2/WASF2 (член семейства белков синдрома Вискотта-Олдрича 2), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований динамики актина и ламеллиподий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к WAVE2/WASF2
Примечания/Альтернативные названия	IMD2; SCAR2; WASF4; WAVE2; dj393P12.2; WAVE2/WASF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10163
ID гена	10163
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 399-498 человеческого белка WAVE2/WASF2 (Q9Y6W5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6W5
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом