


Кроличье Поликлональное Антитело Против Wbp11 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Y2W2

Артикул: CM0018754



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок WBP11 (WW domain-binding protein 11) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения механизмов сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WBP11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BUG13; FAP90; NPWBP; SIPP1; VCTRL; CFAP90; VCTERL; WBP-11; PPP1R165; WBP11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51729
ID гена	51729
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафиновые срезы (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2W2
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом