

Кроличья Поликлональная Антитела Против Wbp2Nl Для Вестерн-Блоттинга - Q6lcs8

Артикул: CM0022564

введение

Кроличьи поликлональные антитела против WBP2NL для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Детектируют WBP2NL (PAWP) массой 32 кДа, участвующий в оплодотворении и мейозе. Q6ICG8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против WBP2NL
Примечания/Альтернативные названия	PAWP; GRAMD7; WBP2NL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	164684
GeneID	164684
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого WBP2NL (NP_689826.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q6ICG8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом