


Кроличыи Поликлональные Антитела К Wbp4 Для Wb, Elisa - 075554

Артикул: CM0021666



введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку WBP4 (FBP21) человека, валидированные для вестерн-блоттинга и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с крысой. Идеально подходят для изучения сплайсинга пре-мРНК и функций сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к WBP4
Примечания/Синонимы	FBP21; WBP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	11193
ID гена	11193
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-376 WBP4 человека (NP_009118.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	075554
Молекулярная масса белка	43 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом