


Поликлональные Антитела Против Wbscr22 Для Wb, If/Icc, Elisa - O43709

Артикул: CM0030505



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого WBSCR22 (pPHK-метилтрансферазы), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий и крысиный WBSCR22 (~32 кДа). Подходят для изучения биогенеза рибосом и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WBSCR22 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	WBMT; MERM1; PP3381; HUSSY-3; WBSCR22; HASJ4442
Вид	Человек
GeneID (Человек)	114049
GeneID	114049
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-281 человеческого WBSCR22 (NP_059998.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O43709
Молекулярный вес белка	32 кДа
Доставка	Сумка со льдом