

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Wbscr27 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q8N6F8

Артикул: CM0023976

введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против WBSCR27 (METTL27). Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Исследуйте роль в синдроме Уильямса-Бёрена и путях метилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WBSCR27 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	WBSCR27
Вид	Человек
GeneID (Человек)	155368
GeneID	155368
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-245 человеческого WBSCR27 (NP_689772.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N6F8
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сухой лед