

Поликлональное Антитело Против Wdfy4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q6Zs81

Артикул: CM0028235

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому WDFY4, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлено на белок 4, содержащий WD-повторы и FYVE-домен, который критически важен для перекрестной презентации дендритными клетками и аутофагии В-лимфоцитов. Валидировано для использования с человеческими образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDFY4 кроличье пАт
Примечания/Синонимы	C10orf64; WDFY4
Вид	Человек
ID гена (человек)	57705
ID гена	57705
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-160 человеческого WDFY4 (NP_065996.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6ZS81
Молекулярная масса белка	354 кДа
Доставка	Холодильный пакет