


Поликлональные Антитела Против Wdr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75083

Артикул: CM0015758



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого WDR1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают эндогенный WDR1 (66 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения динамики актинового цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AIP1; PFITS; NORI-1; HEL-S-52; WDR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9948
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-500 человеческого WDR1 (NP_059830.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75083
Молекулярный вес белка	66kDa
Доставка	Сумка со льдом