


Поликлональные Антитела Против Wdr11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bzh6

Артикул: CM0018389



введение

Кроличьи поликлональные антитела против WDR11, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на белок 11, содержащий WD-повторы, человека, участвующий в сигнальном пути Hedgehog и цилиогенезе. Подходят для исследований в области биологии развития и механизмов заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DR11, HH14, SRI1, BRWD2, WDR15, WDR11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55717
ID гена	55717
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 975-1224 человеческого WDR11 (NP_060587.8)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZH6
Молекулярный вес белка	137кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент