


Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-Wdr12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Gzl7

Артикул: CM0017996



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого WDR12 (YTM1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеальны для исследований биогенеза рибосом; обнаруживают полосу ~48 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR12 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	YTM1; WDR12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55759
ID гена	55759
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого WDR12 (NP_060726.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9GZL7
Молекулярный вес белка	48kDa
Доставка	Сумка со льдом