


Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Wdr4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), ChIP И Ифа - P57081

Артикул: CM0003391



введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела против человеческого WDR4 (P57081), валидированные для WB, IHC-P, ChIP и ИФА. Нацелены на некаталитическую субъединицу метилтрансферазного комплекса METTL1, участвующего в модификации tRNA/mRNA. Перекрестная реакция с мышами и крысами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	hWN, Wuho, MIGSB, TRM82, GAMOS6, TRMT82, WDR4
Вид	Человек
ID гена	10785
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого WDR4 (P57081).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ChIP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P57081
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент