

Поликлональное Антитело К Wdr45 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q9Y484

Артикул: CM0026363



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на WDR45, ключевой белок аутофагии, участвующий в образовании аутофагосом. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований аутофагии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR45 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	JM5; NBIA4; NBIA5; WDRX1; WIPI4; WIPI-4; WDR45
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11152
ID гена	11152
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-148 человеческого WDR45 (NP_001025067.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9Y484
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом