

Поликлональные Антитела Против Anti-Wdr46 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - O15213

Артикул: CM0021692



введение

Кроличьи поликлональные антитела к WDR46, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Нацелены на ядрышковый скаффолдный белок, участвующий в биогенезе рибосом. UniProt: O15213.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR46 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	UTP7; BING4; FP221; C6orf11; WDR46
Вид	Человек
ID гена	9277
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 421-610 человеческого WDR46 (NP_005443.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15213
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	С ледяным пакетом