

Кроличье Моноклональное Антитело Против Wdr5 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P61964

Артикул: CM0012242



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий WDR5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с человеком и крысой. Идеально для эпигенетических и транскрипционных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против WDR5
Примечания/Алиасы	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11091
ID гена	11091
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 235-334 человеческого WDR5 (NP_060058.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P61964
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В пакете со льдом