

Поликлональное Кроличье Антитело Против Wdr5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P61964

Артикул: CM0016985



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого WDR5 (белок 5, содержащий WD-повторы), подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований регуляции хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Вид	Человек
GeneID (человек)	11091
GeneID	11091
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-334 человеческого WDR5 (NP_438172.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61964
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С хладагентом