

Поликлональное Антитело Против Wdr6 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q9Nnw5

Артикул: CM0025461

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого WDR6, валидированное для Вестерн-блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживает эндогенный WDR6 в образцах человека и мыши; участвует в метилировании тРНК и регуляции аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR6 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	Trm734; WDR6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11180
ID гена	11180
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 800-1000 человеческого WDR6 (NP_060501.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NNW5
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	В пакете со льдом