


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Wdr61 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Gzs3

Артикул: CM0018129



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого WDR61 (SKIC8/REC14) для WB, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Нацелено на субъединицу комплекса PAF1/SKI массой 34 кДа, участвующую в регуляции транскрипции и деградации РНК. Подходит для исследований эпигенетики и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR61 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SKI8; REC14; WDR61
Вид	Человек
Идентификатор гена	80349
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-305 человеческого WDR61 (NP_079510.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9GZS3
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом