


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Wdr77 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Bqa1

Артикул: CM0025958



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого WDR77, валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белками. Подходит для исследований метилосомного комплекса и метилирования аргинина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR77 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Вид	Человек
GeneID (человек)	79084
GeneID	79084
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 153-243 человеческого WDR77 (NP_077007.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQA1
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом