

Поликлональные Антитела Против Wdr81 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q562E7

Артикул: CM0013634

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против WDR81, отрицательного регулятора активности PI3K на эндосомальных мембранах. Валидированы для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Поддерживают исследования эндосомального транспорта и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR81 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	NYC3; CHMRQ; CAMRQ2; SORF-2; PPP1R166; WDR81
Вид	Человек
GeneID (Человек)	124997
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-620 человеческого WDR81 (NP_001157281.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q562E7
Молекулярный вес белка	212 кДа
Доставка	В ледяном пакете