


Моноклональное Антитело Против Wee1 Для Ihc-P, Elisa - P30291

Артикул: CM0007328



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого WEE1, подходит для ИHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально для изучения регуляции контрольной точки G2/M и контроля клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WEE1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	WEE1A, WEE1hu, WEE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7465
ID гена	7465
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого WEE1 (NP_003381.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P30291
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом