

Кроличья Поликлональная Антитело Против Wfdc1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q9Hc57

Артикул: CM0021306

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на WFDC1/PS20 — секретлируемый ингибитор роста. Подходит для использования в ВБ, ИФ/ИК, ИФА с образцами человека и мыши. Идеально подходит для исследования раковых исследований и изучения протеазных ингибиторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к WFDC1
Примечания/алиасы	PS20; WFDC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	58189
ID гена	58189
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 111-220 человеческого WFDC1 (NP_067020.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Hc57
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С пакетом со льдом