

## Моноклональное Антитело К Wfs1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (На Пермеабилизированных Клетках), Ифа - O76024

Артикул: CM0006356

### введение

Это кроличье моноклональное антитело детектирует человеческий белок WFS1 (Вольфрамин) и перекрестно реагирует с белком крысы. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на пермеабилизированных клетках (IF-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Полезно для исследований ER-стресса, кальциевой сигнализации и синдрома Вольфрама.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | WFS1 Кроличье mAb                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)                  | 7466                                                                                                                                |
| ID гена                            | 7466                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-170 человеческого WFS1 (NP_001139325.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на пермеабилизированных клетках (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                              | O76024                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 100 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                   |