

Поликлональное Антитело Против Wfs1 Для Wb, If/Icc, Elisa — 076024

Артикул: CM0023801

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому WFS1 (Вольфрамин) валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает WFS1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований стресса эндоплазматической сети, кальциевого гомеостаза и синдрома Вольфрама.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WFS1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7466
GeneID	7466
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-285 человеческого WFS1 (NP_005996.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	076024
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Хладоэлемент