

Кроличье Поликлональное Антитело Против Whrn Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9P202

Артикул: CM0015537



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок WHRN (вирлин), применимое для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает вирлин человека и мыши. Подходит для изучения слуха, зрения и синдрома Ашера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против WHRN
Примечания/Альтернативные названия	WI; CIP98; USH2D; DFNБ31; PDZD7B; WHRN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25861
ID гена	25861
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 708-907 человеческого WHRN (NP_056219.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P202
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	В сумке со льдом