


Поликлональные Антитела Против Wif1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Y5W5

Артикул: CM0013468



введение

Кроличьи поликлональные антитела к WIF1 (Wnt inhibitory factor 1) валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА. Они реагируют с белком WIF1 человека, мыши и крысы — секретлируемым ингибитором сигнального пути Wnt, участвующим в сегментации мезодермы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WIF1 Rabbit pAb
Примечания / Псевдоним	WIF-1; WIF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11197
ID гена	11197
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-220 человеческого WIF1 (NP_009122.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5W5
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	В ледяном пакете