


Кроличье Моноклональное Антитело Против Wif1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y5W5

Артикул: CM0010333



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок WIF1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает WIF1 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований ингибирования сигнального пути Wnt. Иммуноген: синтетический пептид в пределах аминокислот 280-379 человеческого WIF1 (UniProt Q9Y5W5).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WIF1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	WIF-1; WIF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11197
GeneID	11197
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 280-379 человеческого белка WIF1 (Q9Y5W5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5W5
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом