


Моноклональное Кроличье Антитело Против Wif1 Для Вестерн-Блота, Иф, Ифа — Q9Y5W5

Артикул: CM0007194



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому WIF1, валидированное для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции на препаратах и ИФА. Реагирует перекрестно с мышью. Нацелено на ингибиторный фактор Wnt 1 — секретируемый антагонист сигнального пути WNT. Идеально подходит для исследований в области онкологии и эмбрионального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к WIF1
Примечания/синонимы	WIF-1; WIF1
Вид	Человек
ID гена	11197
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 29–379 человеческого WIF1 (NP_009122.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), иммунофлуоресценция на препаратах (IF-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y5W5
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет