


Кроличья Поликлональная Антитела Против Wif1 Для Вестерн-Блота, If/Icc, Ифа — Q9Y5W5

Артикул: CM0028753



введение

Надежная кроличья поликлональная антитела против человеческого WIF1 (ингибирующий фактор Wnt 1) для Вестерн-блота, IF/ICC, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком; идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WIF1 кроличья pAb
Примечания/алиасы	WIF-1; WIF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	11197
ID гена	11197
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 307-377 человеческого WIF1 (NP_009122.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5W5
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет